

## Rollator **Cristallo<sup>2</sup>** mit Unterarmauflagen

Die Mobilitätshilfe für Rheumatiker und Arthritis-Patienten mit eingeschränkter Handkraft



- ▶ Mit gepolsterten und individuell einstellbaren Unterarmauflagen
- ▶ Doppelfunktionsbremse (Bremsen, Feststellen)
- ▶ Faltbar - Faltsicherung in Signalfarbe
- ▶ Automatische Verriegelung gegen ungewolltes Zusammenklappen
- ▶ Maximale Belastbarkeit 120 kg
- ▶ Lieferung inkl. Korb und Tablett
- ▶ Im Innenbereich einsetzbar



Unterarmauflage gepolstert



Länge einstellbar

### Abmessungen

Länge gesamt (A)	670 mm
Breite gesamt (B)	610 mm
Breite zwischen Hinterrädern (E)	410 mm
Höhe Armauflagen	1020 bis 1150 mm

Sitzhöhe (F)	610 mm
Sitzplatte L/B	160 / 380 mm
Raddurchmesser/-breite	190 / 50 mm

### Faltmaße (montiert)

Länge / Breite / Höhe	1100 mm / 610 mm / 570 mm
-----------------------	---------------------------

### Gewicht

ohne/ mit Korb u. Tablett u. Rückenstütze	12,3 kg / 13,3 kg
Gewicht Korb / Tablett	0,7 kg / 0,3 kg

### Max. Belastungen

Max. Belastung Rahmen	120 kg
Zuladung Korb / Tablett	max. 5,0 kg / max. 5,0 kg

Farbe	Silber
-------	--------

### Bestellnummer

Rollator <b>Cristallo<sup>2</sup></b> mit Unterarmauflagen	722 500 000
HMV - Nr.	10.50.04.1145

