

# Leichtgewichtrollator **Gigo**

Mehr Mobilität ganz leicht



- ▶ Besonders leichter Rollator aus Aluminium und Kunststoff
- ▶ Anatomisch geformte Handgriffe in der Höhe einstellbar
- ▶ Einfach feststellbare Sicherheitsbremse
- ▶ Für bequemes und sicheres Sitzen sorgen die tiefe Sitzfläche und die gepolsterte Rückenstütze
- ▶ Platzsparend zusammenklappbar für Transport und Aufbewahrung
- ▶ Bleibt im gefalteten Zustand stehen
- ▶ Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Rückenstütze



faltbar



Rückenlehne



Handgriff

Farbe

Grau

### Bestellnummer

Rollator <b>Gigo</b>	735 100 100
HMV - Nr.	10.50.04.1141

### Abmessungen

Länge gesamt (A)	610 mm
Breite gesamt (B)	630 mm
Breite zwischen Handgriffen (D)	410 mm
Breite zwischen Hinterrädern (E)	450 mm
Schiebegriffe 6-fach verstellbar von... bis... (C)	830 – 935 mm
Sitzhöhe (F)	540 mm
Sitzplatte L/B	335 / 340 mm
Raddurchmesser/-breite	190 / 35 mm

### Faltmaße (montiert)

Länge / Breite / Höhe	1000 mm / 630 mm / 280 mm
-----------------------	---------------------------

### Gewicht

ohne/ mit Korb u. Tablett u. Rückenstütze	6,6 kg / 8 kg
Gewicht Korb / Tablett / Rückenstütze	0,8 kg / 0,3 kg / 0,3 kg

### Max. Belastungen

Max. Belastung Rahmen	120 kg
Zuladung Korb / Tablett	max. 5,0 kg / max. 5,0 kg

