


# Indoor-Rollator Let's Go

Art.-Nr. 730 100 100



- Hochwertiger, edler Rollator in Buche/Aluminium-Optik für den Innenbereich.
- Faltbar - bleibt in gefaltetem Zustand stehen.
- Durchgehender Griff mit weichem Moosgummi und durchgehender Bremsbügel – somit auch für Einhandbedienung (z.B. Hemiplegiker) geeignet
- Inklusive praktischem Tablett und Stoffkorb (beige-dunkelblau).
- Sehr leicht, nur ca. 6,3 kg Gewicht (ohne Korb + Tablett), Stoffkorb ca. 0,2 kg, Tablett ca. 0,4 kg
- Sehr schmal - maximale Breite nur ca. 55 cm, dadurch auch einsetzbar bei engen Platzverhältnissen
- Breite zwischen den Hinterrädern ca. 49 cm
- Gesamtlänge ca. 73 cm
- Griff höhenverstellbar von ca. 83,5 – 93,5 cm (= max. Höhe)
- Material: Kunststoff (Holzoptik), Aluminium
- Max. Belastung: 100 kg
- Tablettzuladung: max. 5 kg
- Korbbeladung: max. 3 kg
- Rädergröße: 15,5 cm



Faltmaß L X B X H: ca. 23 cm x 58 cm x 90 cm



**Neu + einzigartig!**



Stand: 07/2007 · Irrtum und Änderungen vorbehalten.