

Standard-Rollator Migo

Der leichteste und handlichste Standard-Rollator, der durch seine Funktionalität und Wendigkeit überzeugt



- ▶ Rund 25 % leichter als vergleichbare Standardrollatoren
- ▶ Mit zwei Räderbreiten (35 mm und 50 mm) lieferbar
- ▶ Für Innen- und Außenbereich geeignet
- ▶ Einhand-Faltmechanismus sorgt für ein sicheres und komfortables Falten und Entfalten des Rollators. Einfache Aktivierung über den klappbaren Sitzen
- ▶ Die Faltsicherung erfolgt über den eingerasteten Sitz
- ▶ Der in die große Sitzfläche integrierte Griff dient im zusammengeklappten Zustand als Haltegriff zum einfachen Nachziehen wie bei einem Einkaufshopper
- ▶ Doppelfunktionsbremse und anatomisch geformter Handgriff
- ▶ Die mehrfach angebrachten Reflektoren sorgen für Sicherheit im Straßenverkehr besonders bei Dämmerung und Dunkelheit
- ▶ Ankipphilfe als Nachrüstset
- ▶ Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter



Sitzfläche mit integriertem Griff



rote Reflektoren



einfaches Nachziehen



Ankipphilfe

Abmessungen	Rad 190 / 35	Rad 190 / 50
Länge gesamt (A)	600 mm	600 mm
Breite gesamt (B)	565 mm	580 mm
Breite zwischen Handgriffen (D)	445 mm	445 mm
Breite zwischen Hinterrädern (E)	430 mm	410 mm
Schiebegriffe verstellbar von ... bis ... (C)	800 -940 mm	800 -940 mm

Farbe Silber

Bestellnummern	Rad 190 / 35	Rad 190 / 50
Rollator Migo	723 500 000	723 100 000
HMV - Nr.	10.50.04.1134	10.50.04.1134
Ankipphilfe Nachrüstset	710 100 200	710 100 300

Abmessungen	Rad 190 / 35	Rad 190 / 50
Sitzhöhe (F)	600 mm	600 mm
Sitzplatte L/B	255 / 380 mm	255 / 380 mm
Faltmaß L / B	270 / 575 mm	270 / 575 mm
Raddurchmesser/-breite	190 / 35 mm	190 / 50 mm

Faltmaße (montiert)	
Länge / Breite / Höhe	920 mm / 575 mm / 270 mm

Gewicht		
ohne / Korb und Tablett	8,9 kg	9,9 kg
Gewicht Korb / Tablett	0,7 kg	0,3 kg

Max. Belastungen		
Max. Belastung Rahmen		130 kg
Zuladung Korb / Tablett	max. 5,0 kg	max. 5,0 kg

